



Sud Ouest Conseil Santé animale Agroalimentaire  
analyse  
11 bis rue ariane  
31240 L'UNION  
Tel 05 61 80 10 16 - Fax 05 62 15 26 91

## COMMEMORATIF D'ANALYSE



\*CTRL Surface\*

### Adresse de facturation

Nom :

Tel :

Fax :

Courrier

Adr :

CP. Ville :

Email :

### Elevage :

Nom :

Tel :

Fax :

Courrier

Adr :

CP. Ville :

Email :

### Autre destinataire

Nom :

Tel :

Fax :

Courrier

Adr :

CP. Ville :

Email :

### Echantillon / analyse

Préleveur : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ heure : \_\_\_ : \_\_\_

Contrat de prise en charge : \_\_\_\_\_

Point 1 : \_\_\_\_\_

Point 2 : \_\_\_\_\_

Point 3 : \_\_\_\_\_

Point 4 : \_\_\_\_\_

Point 5 : \_\_\_\_\_

Point 6 : \_\_\_\_\_

Point 7 : \_\_\_\_\_

Point 8 : \_\_\_\_\_

Point 9 : \_\_\_\_\_

Point 10 : \_\_\_\_\_

Boite de contact 55 Flore totale

Boite de contact 55 Streptocoque

Boite de contact 55 Staphylocoque

Lame de contact Flore totale coliformes

Lame de contact Flore totale/Entérobactéries

Lame de contact LEVURES/MOISSISSURES

## **Mode opératoire CTRL de surface**

### **Mode opératoire**

1. Se laver les mains.
2. Ouvrir le bouchon contenant la lame gélosée en évitant de toucher la face avec les mains.
3. Appliquer en tenant la lame aux 2 extrémités (sans frotter sur la surface à prélever) en faisant une légère pression (environ 500 grammes) pendant 10 secondes.
4. Fermer le bouchon contenant la lame gélosée.
5. Marquer la date, la surface et l'objet du contrôle, sur une feuille annexe.
6. Mettre les boîtes sous régime du froid et transmettre les prélèvements au laboratoire dans les meilleurs délais.